




FOCO EM RESULTADOS ANATÔMICOS E FUNCIONAIS





Calistar S **Sistema de Reparação de POP de Incisão Única**

Indicado para a reparação de prolapso anterior e apical, mediante o reforço das estruturas de suporte do assoalho pélvico.

O procedimento é realizado por meio de uma única incisão vaginal.

FIXAÇÃO SIMPLES E EFICAZ

ARPÕES TAS (Tissue Anchoring System)

- 6 pontos de fixação a 360° e controle de profundidade que permitem um alcance seguro nos ligamentos sacroespinhosos;
- Fixação eficiente.

BENEFÍCIOS

- Rápida, simples e precisa fixação nos ligamentos sacroespinhosos;
- Resultados duradouros.



BRAÇOS DE FIXAÇÃO ANTERIOR

- Sistema exclusivo com múltiplos pontos de fixação.

BENEFÍCIOS

- Fixação primária confiável no músculo obturador interno;
- Mínima invasividade tissular.



PRECISÃO NA IMPLANTAÇÃO

GUIAS RETRÁTEIS DE INSERÇÃO (GRI)

- Manopla ergonômica com diâmetro reduzido;
- Dispositivo de retenção e de liberação do arpão em 2 passos.

BENEFÍCIO

- Controle total no momento de escolher, para cada paciente, o ponto correto de fixação.




DESIGN INTELIGENTE E MENOR QUANTIDADE DE MATERIAL SINTÉTICO

IMPLANTE CALISTAR S

- Malha de 16gr/m² na área central;
- Reforço de Nível I & II De Lancey;
- Elasticidade adequada para cada eixo: transversal e longitudinal.

BENEFÍCIOS

- Interferência mínima nos tecidos;
- Reparação dos defeitos anteriores e apicais;
- Função da área vaginal preservada;
- Resultados funcionais e anatômicos.





INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Calistar S - Prolapso Anterior e Apical

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: KIT - CALISTAR - S

- 1 Implante CALISTAR S
- 3 Âncoras com Sutura
- 1 Guia de Inserção Retrátil + Cânula de Proteção
- 1 Guia de Inserção Retrátil para Braços Anteriores
- 1 No Empurrador

ANVISA: 10306840145

