

Unitape

Unitape

Informações do produto

Unitape T Plus

Código de produto: KIT-UNITAPE-TPLUS

1 Sling Unitape T Plus: SL-100-L

2 Agulhas TOT: DPN-HAS

ANVISA: 10306840082

Unitape VS

Código de produto: KIT-UNITAPE-VS

1 Sling Unitape VS: SL-100-L

2 Agulhas Unitape VS: DPN-SAS

ANVISA: 10306840078



B-30-19(05)/29-SEP-2017

CE 0197

A melhor opção entre
as fitas (slings) suburetrais
de polipropileno



Unitape

O **sistema Unitape** é a maneira mais simples de tratar a incontinência urinária de esforço entre as opções atuais de fitas suburetrais convencionais.

Versatilidade

A versatilidade da Unitape permite aos cirurgiões escolher a melhor abordagem cirúrgica para cada paciente.

Una malla confiável

O material da malha tem uma excelente porosidade e densidade, oferecendo as melhores condições para o crescimento do tecido e minimizando o risco de erosão e infecção.

A baixa elasticidade da malha Unitape oferece uma colocação intraoperatória precisa e assegura um procedimento sem tensão. As extremidades da fita são seladas a quente, permitindo maior estabilidade estrutural do produto.

A Unitape mostra uma taxa de cura de 88% (resultado negativo no teste de esforço de tosse). [1]

Unitape tplus

ABORDAGEM TRANSOBTURATÓRIA

A Unitape T Plus inclui uma fita transobturatória de polipropileno monofilamento macroporosa e duas agulhas semicirculares.

Procedimento transobturatório Seleção da abordagem simples e versátil

- A Unitape T Plus pode ser usada para abordagens In-Out e Out-In.

Novo sistema de agulhas, com desenho anatômico.

- Novo diâmetro reduzido de 3 mm. O menor do mercado.
- Olhal da agulha com extremidades planas, que minimiza a possibilidade de aprisionamento de tecidos.
- Punho redesenhado, mais ergonômico.

Lançado em 2006, já realizou mais de 100.000 cirurgias

Unitape VS

ABORDAGEM VAGINAL / SUPRAPÚBICA

O sistema Unitape VS inclui uma fita de polipropileno monofilamento macroporosa e duas agulhas curvas.

Seleção da abordagem

- O sistema inclui duas agulhas curvas especialmente desenhadas para realizar a abordagem vaginal ou suprapúbica.

Sistema de agulhas


- A curvatura das agulhas permite uma inserção minimamente invasiva e uma colocação segura e precisa da fita.

Relatos de sucesso do paciente em 91,3% [2]

1. The Comparison of Short Term Results of Transobturatur Tape and Single Incision Midurethral Sling Procedures. Int J Women's Health Reproduction Sci 2013; Vol. 1, Nº 3, Outono. Mehmet Bilgehan Yuksel, Osman Kose, Ayhan Karakose, Sacit Nuri Gorgel, Yuksel Yilmaz, Bilal Gumus Celal Bayar. Universidade, Faculdade de Medicina, Departamento de Urologia, Manisa. Universidade Katip Celebi, Atatürk Formação e Pesquisa do Hospital, Departamento de Urologia, Izmir. Universidade de Izmir, Faculdade de Medicina, Departamento de Urologia, Turquia.

2. Prospective randomized comparison of the transobturatur mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study. Michaela Jurakova1 & Martin Huser2 & Ivan Belkov2 & Petr Janku2 & Robert Hudecek2 & Petr Stourac3 & Jiri Jarkovsky4 & Pavel Ventruba2. Universidade, Faculdade de Medicina, Departamento de Urologia, Manisa. Universidade Katip Celebi, Atatürk Formação e Pesquisa do Hospital, Departamento de Urologia. Izmir. Universidade de Izmir, Faculdade de Medicina, Departamento de Urologia,

Montagem para a abordagem vaginal



Montagem para a abordagem suprapúbica

